

## VISO BUMPER

Sfigmomanometro aneroido grande quadrante



Sfigmomanometro da installarsi a parete, destinato alla misurazione non invasiva della pressione sanguigna arteriosa.

### Caratteristiche specifiche

- Quadrante dotato di protezione
- Tubo di connessione allo sfigmomanometro a spirale per evitare intralci durante l'utilizzo in spazi ristretti
- Quadrante con numerazione ogni 20 mmHg e divisione di 2 mmHg
- Vano per l'alloggiamento del bracciale ed eventuali accessori di piccole dimensioni
- Fascia elastica integrata nel vano portaoggetti per impedire la fuoriuscita degli accessori
- Bracciale con indicazioni direzione di applicazione

### Dati tecnici

Dimensioni bracciale disteso	530x145 mm
Dimensioni Viso Bumer	ø220x150 mm
Diametro quadrante	ø130 mm
Adatto a circonferenze	Da 25,4 a 40,6 cm
Lunghezza tubi	50 cm
Lunghezza tubo a spirale	Da 15 a 170 cm
Scala manometro	0-300 mmHg
Materiali	PE, Nylon, gomma, Al
Peso totale	1,1 ± 0,1 kg

### Conforme a

UNI EN ISO 81060-1

DM di classe IM secondo la Dir. 93/42/CEE

VISO BUMPER  
SFIGMOMANOMETRO  
ANEROIDE QUADRANTE NERO  
DG01601A



Classificazione CND	C9006
Identificativo registrazione	89842

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)