

VISO BUMPER

Esfigmomanómetro aneroida grande cuadrante
Con sistema de fijación 10g



Esfigmomanómetro de pared, destinado a medir la presión arterial de manera no invasiva

Características específicas

- Cuadrante con protección contra los golpes
- Tubo espiral de conexión al esfigmomanómetro para evitar dificultades en espacios reducidos.
- Cuadrante con numeración cada 20 mmHg y división de 2 mmHg
- Sistema de fijación simple y con garantía de resistencia a aceleraciones hasta 10g
- Compartimento para guardar el brazal y eventuales accesorios de pequeñas dimensiones
- Faja elástica integrada en el compartimento porta-objetos para evitar la caída de accesorios en caso de instalación dentro de ambulancias
- Brazal con indicaciones para su colocación

Conforme a

- UNI EN 1789
- UNI EN ISO 81060-1

Datos técnicos

Dimensiones brazale distendido	530x145mm
Dimensiones Viso Bumer	ø220x150 mm
Diámetro cuadrante	ø130 mm
Adapto a circunferencias	Desde 25,4 hasta 40,6 cm
Largo tubos	50 cm
Largo tubo a espiral	Desde 15 hasta 170 cm
Escala manómetro	0-300 mmHg
Materiales	PE, Nylon, gomma, Al
Peso total	1,1 ± 0,1 kg

DM de clase IM según la Dir. 93/42/CEE

VISO BUMPER - AMARILLO
ANER. SPHYGMO. LARGE DIAL
10G



DG01602A

Clasificación CND	C9006
Identificativo registro	89893

Rev.0 (29/07/2015)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it