

## VISO BUMPER

Tensiomètre anéroïde avec grand cadran protection et système de fixation 10g



Tensiomètre à installation murale, pour la mesure non invasive de la pression artérielle.

### Fonctionnalités spécifiques

- Cadran avec protection
- Tuyau de raccordement en spirale au tensiomètre pour éviter les obstacles lors de l'utilisation dans des espaces confinés.
- Cadran avec numérotation à 20mmHg et division de 2 mmHg
- Compartiment pour le logement du brassard et tous les petits accessoires
- Bande élastique intégrée dans le compartiment pour empêcher la fuite des accessoires dans le cas de installations d'ambulance
- Brassard avec indications sur le sens d'application

### Conforme à

- UNI EN 1789
- UNI EN ISO 81060-1

### Données techniques

Dimension du brassard étendu	530x145 mm
Dimension de Viso Bumper	ø220x150 mm
Diamètre du cadran	ø130 mm
Convient pour les circonférences	de 25,4 à 40,6 cm
Longueur du tuyau	50 cm
Longueur du tuyau en spirale	de 15 à 170 cm
Plage du manomètre	0-300 mmHg
Matériaux	PE, nylon, caoutchouc, Al
Poids total	1,1 ± 0,1 kg

### DM de Classe Im selon la Dir. 93/42/CEE

VISO BUMPER – TENSIOMETRE ANÉROÏDE JAUNE. AVEC GRAND CADRAN ET FIXATION 10G



**DG01602A**

Classification CND	C9006
Identifiant d'enregistrement	89893

Rev.1 (15/01/2018)

COPIE NON VERIFIÉE - d'autres révisions seront disponibles sur <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tél. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[.spencer.it](http://spencer.it)