

VISO BUMPER

Bracciale adulto



Bracciale di colore nero con chiusura a strap. Il posizionamento è facilitato dall'ideogramma cucito sul tessuto in Nylon anallergico.

DATI TECNICI

Peso	120 g
Larghezza bracciale	14 cm
Circonferenza bracciale	Da 25 a 36 cm
Materiale bracciale	Nylon anallergico
Lunghezza tubi	50 cm

DG01611A

VISO BUMPER
BRACCIALE ADULTO
NERO 2 TUBI

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it/en/pdf>