

DGX 110

Estetoscopio negro básico



Estetoscopio simple, ligero y ultra fino. Tiene un diafragma particular adecuado para la auscultación mientras se mide la presión sanguínea.

Características específicas

Cabeza de acero
Arco binaural ajustable

Datos técnicos

Diametro de la cabeza	47 mm
Peso	80 g
Material	Acero, PVC

Clase I Dispositivo Med. De acuerdo a la Dir. 93/42/CEE

DGX 110 - ESTETOSCOPIO
DG02110B



Clasificación CND	C9005
Número de Registro	90167

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA SIN REVISAR – las revisiones futuras estarán disponibles en <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it