

## DGX 280

### Estetoscopio pediátrico



Estetoscopio dedicado a la auscultación torácica del paciente pediátrico.

#### Características específicas

Extremadamente ligero

Coloración viva para mejorar el enfoque con el niño

#### Datos técnicos

Diámetro Campânula grande	37 mm
Diámetro Campânula pequeña	26 mm
Peso	95 g

DM de clase I según la Dir. 93/42/CEE

DGX 280 ESTETOSCOPIO

PEDIÁTRICO

DG02280D

Clasificación CND C9005

Identificación de registro 90171



Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)