

DGX 111

Stetoscopio nero



Stetoscopio con campana e diaframma.

Caratteristiche specifiche

Testa in acciaio
Archetto regolabile

Dati tecnici

Diametro diaframma	47 mm
Diametro campana	30 mm
Peso	105 g
Materiali	Acciaio , PVC

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

DGX 111 - STETOSCOPIO
NERO (LXF)

DG02310B

Classificazione CND C9005

Identificativo registrazione 90170



Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it