

DGX 601**Stéthoscope cardiologique**

Stéthoscope pour l'auscultation cardiologique.

Caractéristiques spécifiques

Pavillon en acier avec design ergonomique
 Membrane spécifiques pour écouter les basses fréquences
 Livré avec 2 paires d'embouts auriculaires

Données techniques

Diamètre pavillon	47 mm
Poids	170 g

DM de classe I selon la Dir. 93/42/CEE

DGX 601 – STETHOSCOPE
 CARDIOLOGIQUE

DG02601B

Classification CND C9005

**Identifiant
 d'enregistrement** 90157



Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it