

DGX 601

Fonendoscopio cardiologico nero



Fonendoscopio particolarmente adatto all'auscultazione cardiaca.

Caratteristiche specifiche

Testa in acciaio dal design ergonomico
 Membrane specifiche per basse frequenze
 Contiene due coppie di olivette morbide di ricambio

Dati tecnici

Diametro testa	47 mm
Peso	170 g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

DGX 601 - FONENDOSCOPIO
 CARDIOLOGICO NERO (LXF)

DG02601B

Classificazione CND C9005

Identificativo registrazione 90157



Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it