

DGX 602

Stetoscopio cardiologico nero



Stetoscopio particolarmente adatto all'auscultazione cardiaca.

Caratteristiche specifiche

Testa in acciaio
 Membrane specifiche per basse frequenze
 Contiene due coppie di olivette morbide e diaframma di ricambio
 Anelli di protezione su campana e diaframma per aumentare il comfort del paziente

Dati tecnici

Diametro campana	36 mm
Diametro diaframma	47 mm
Peso	210 g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

DGX 602 STETOSCOPIO
 CARDIOLOGICO NERO
DG02602B



Classificazione CND	C9005
Identificativo registrazione	90159

Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it