

L-Handle

Manche laryngoscope lumière conventionnelle



Manche adulte pour laryngoscope avec lumière conventionnelle.

Caractéristiques spécifiques

Surface antidérapante
Fonctionnement avec 2 batteries type C non incluses

Standard de connexion

UNI EN ISO 7376

Données techniques

Matériaux	Laiton chromé
Diamètre	30 mm
Longueur totale	150 mm
Longueur manche	120 mm
Poids (sans batteries)	195 g

Dispositif Médical de Classe I selon la Dir. 93/42/CEE

L-HANDLE MANCHE ADULTE
POUR LARYNGOSCOPE

DG03100A

Classification CND 712021003

Identifiant
d'enregistrement 141647



Rev.1 (12/09/2016)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it