

L-Handle

Manico Laringo luce tradizionale adulto



Manico laringo adulto da utilizzarsi con lame a luce tradizionale.

Caratteristiche specifiche

Trattamento superficiale antiscivolo
Necessarie 2 batterie tipo C non incluse

Standard connessione lame

UNI EN ISO 7376

Dati tecnici

Materiali	Chromed brass
Diametro manico	30 mm
Altezza con aggancio	150 mm
Altezza manico	120 mm
Peso (senza batterie)	195 g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

L-HANDLE MANICO PER
LARINGO A LUCE
TRADIZIONALE ADULTO

DG03100A

Classificazione CND	Z12021003
Identificativo registrazione	141647



Rev.2 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it