

# LSK 1

## Kit laringoscopio



Kit laringoscopio con estuche semi-rígido diseñado para los profesionales de la reanimación.

### Características específicas

El estuche ofrece una excelente protección del contenido y cuenta con dos divisores interiores extraíbles para alojar cómodamente palas y mangos

Cierre a cremallera para un fácil acceso al contenido

Mango de laringoscopio con acabado antideslizante a luz convencional

Palas tipo Macintosh y Miller en acero

Empuñadura ergonómica para mango adulto

### Datos técnicos

Dimensiones	220x225x80 mm
-------------	---------------

Peso del kit	1,65 ± 0,1 kg
--------------	---------------

### Contenido del kit

Mango laringoscopio pediátrico e adulto

Palas Macintosh e Miller mis 0,1,2,3,4

Empuñadura ergonómica para mango adulto

Materiales	Acero, Al, EVA
------------	----------------

### Estándar de conexión palas

UNI EN ISO 7376

DM marcados CE de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

LSK 1 - KIT LARINGOSCOPIO 10

PALAS LUZ CONVENCIONAL

DG03113B

ID de registro



58343

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)