

## TFJ

### Kit laringoscopio



Kit laringoscopio con astuccio semirigido studiato per i professionisti della rianimazione.

#### Caratteristiche specifiche

L'astuccio offre ottima protezione al contenuto ed è dotato di 3 divisori interni staccabili in cui alloggiare comodamente lame e manici

Chiusura a zip per un facile accesso al contenuto

Manico laringoscopio con finitura antiscivolo a luce convenzionale

Lame tipo Macintosh in acciaio

Manopola ergonomica per manico adulto in dotazione

#### Dati tecnici

Dimensioni 205x205x80 mm

Peso del kit 1,05 ± 0,1 kg

#### Contenuto del kit

Manico laringoscopio adulto

Lame Macintosh mis 1,2,3,4

Manopola ergonomica per manico adulto

Materiali Acciaio, Ottone, EVA

#### Standard connessione lame

UNI EN ISO 7376

DM marcati CE secondo la Dir. 93/42/CEE

TFJ LARINGO LUCE TRAD.C/4 LAME  
MACINT. MIS.1/2/3/4

DG03114A

Identificativo registrazione



58443

Rev.0 (10/03/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)