

TFJ

Kit laryngoscope



Kit laryngoscope avec étui de rangement semi-rigide.

Caractéristiques spécifiques

Étui semi-rigide offrant une protection optimale du contenu et il est équipé de 3 séparateurs internes amovibles
 Fermeture éclair simplifiant l'ouverture de l'étui
 Manche de laryngoscope avec système antiglisse
 Lames de type Macintosh
 Poignée ergonomique Progrip

Données techniques

Dimensions	205x205x80 mm
Poids du kit	1,05 ± 0,1 kg

Contenu

Manche laryngoscope adulte	
Lames Macintosh T 1,2,3,4	
Poignée ergonomique Progrip	
Matériaux	Acier, Laiton chromé, EVA

Standard connexion lames

UNI EN ISO 7376

DM avec marquage CE selon la Dir. 93/42/CEE

TFJ LARYNGOSCOPE AVEC LAMES
 MACINTOSH TAILLE 1/2/3/4 ET
 TROUSSE

DG03114A

Identifiant d'enregistrement



58443

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it