

TFJ

Kit laringoscopio



Kit laringoscopio con astuccio semirigido studiato per i professionisti della rianimazione.

Caratteristiche specifiche

L'astuccio offre ottima protezione al contenuto ed è dotato di 3 divisori interni staccabili in cui alloggiare comodamente lame e manici

Chiusura a zip per un facile accesso al contenuto

Manico laringoscopio con finitura antiscivolo a luce convenzionale

Lame tipo Macintosh in acciaio

Manopola ergonomica per manico adulto in dotazione

Dati tecnici

Dimensioni 205x205x80 mm

Peso del kit 1,05 ± 0,1 kg

Contenuto del kit

Manico laringoscopio adulto

Lame Macintosh mis 1,2,3,4

Manopola ergonomica per manico adulto

Materiali Acciaio, Ottone, EVA

Standard connessione lame

UNI EN ISO 7376

DM marcati CE secondo la Dir. 93/42/CEE

TFJ LARINGO LUCE TRAD.C/4 LAME

MACINT. MIS.1/2/3/4

DG03114A

Identificativo registrazione



58443

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it