

LSK 4

Kit laryngoscope 10 lames



Sur la photo est représentée une seule taille par type de lame

Kit laryngoscope avec étui de rangement semi-rigide

Caractéristiques spécifiques

Étui semi-rigide offrant une protection optimale du contenu
 Fermeture éclair simplifiant l'ouverture de l'étui
 Manche de laryngoscope avec système antiglisse
 Livré avec poignée ergonomique en silicone Progrid
 Lames de type Macintosh et Miller à lumière conventionnelle
 Fonctionnement avec deux piles type C 1,5 V (non fournies)

Standard connexion lames

UNI EN ISO 7376

Données techniques

Dimensions 310x185x80 mm
 Poids du kit 1440 ± 20g

Contenu

Manche laryngoscope adulte
 Lames Macintosh T 0,1,2,3,4
 Lames Miller T 0,1,2,3,4
 Poignée ergonomique Progrid
 Matériaux Acier, Laiton chromé, EVA
 Diamètre manche 30 mm
 Longueur tot. manche 160 mm (utile 130mm)

DM avec marquage CE selon la Dir. 93/42/CEE

LSK 4 - KIT LARINGOSCOPE PROF.
 10 LAMES
 DG03116B



Identifiant d'enregistrement 58364

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it