

## LSK 4

Kit 10 lame luce convenzionale



L'immagine rappresenta una sola misura di lama per tipologia

Kit laringoscopio adulto con astuccio semirigido studiato per i professionisti della rianimazione.

### Caratteristiche specifiche

L'astuccio offre ottima protezione al contenuto  
 Chiusura a zip per un facile accesso al contenuto  
 Manico laringoscopio con finitura antiscivolo  
 Fornito con manopola ergonomica in silicone  
 Lame tipo Macintosh e Miller a luce convenzionale  
 Funzionamento con 2 pile tipo C 1,5 V non incluse

### Dati tecnici

Dimensioni 310x185x80 mm  
 Peso del kit 1440 ± 20g

### Contenuto del kit

Manico laringoscopio adulto  
 Lame Macintosh e Miller mis 0,1,2,3,4  
 Manopola ergonomica  
 Materiali Acciaio, Ottone cromato, EVA  
 Diametro manico 30 mm  
 Lunghezza tot. manico 160 mm (utile 130mm)

### Standard connessione lame

UNI EN ISO 7376

DM marcati CE secondo la Dir. 93/42/CEE

LSK 4 - KIT LARINGO PROF. 10  
 LAME LUCE CONVENZ.

DG03116B

Identificativo registrazione



58364

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)