

LSK 5

Kit laringoscopio en funda



Kit laringoscopio pediátrico con estuche semi-rígido diseñado para los profesionales de la reanimación.

Características específicas

La funda ofrece una excelente protección al contenido
 Anillo posterior para la fijación al cinturón con cierre combinado de la strap/botón
 Cierre cremallera para un fácil acceso al contenido
 Mango laringoscopio con acabado antideslizante a luz convencional
 Palas tipo Macintosh en acero
 Funcionamiento con 2 pilas AA no incluidas

Datos técnicos

Dimensiones	210x145x70 mm
Peso del kit	510 g

Contenido del kit

Mango laringoscopio pediátrico	
Palas Macintosh mis 0,1,2	
2 pares de guantes no estéril de látex talla L	No mostrados
Materiales	Acero, Al, EVA
Diametro mango	19 mm
Largo tot. mango	150 mm

Estándar de conexión palas

UNI EN ISO 7376

DM marcados CE de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

SK 5 - KIT LARINGO PEDIÁTR 3
 PALAS LUZ CONVENCIONAL
 +GUANTES LTX

DG03117B

ID de registro



58325

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it