

LSK 5

Kit laryngoscope



Kit laryngoscope pédiatrique avec étui semi-rigide professionnel.

Caractéristiques spécifiques

- L'étui offre une parfaite protection du contenu
- Passant pour attache à la ceinture
- Fermeture éclair pour une ouverture/fermeture simplifiée
- Manche de laryngoscope avec finition antidérapante à lumière conventionnelle
- Lames type Macintosh en acier
- Fonctionnement avec 2 piles type AA (non fournies)

Standard de connectique

UNI EN ISO 7376

Données techniques

Dimensions	210x145x70 mm
Poids du kit	510 g

Contenu

- Manche pédiatrique
- Lames Macintosh taille 0,1,2
- 2 paires de gants non stériles en latex
taille L Non présents sur la photo

Matériaux	Acier, Aluminium, EVA
Diamètre manche	19 mm
Longueur totale manche	150 mm

DM marqués CE selon la Dir. 93/42/CEE

LSK 5 - KIT LARINGOSCOPE
PEDIATRIQUE
DG03117B



Identifiant d'enregistrement 58325

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it