

LSK 5

Kit laringoscopio holster



Kit laringoscopio pediatrico con astuccio semirigido studiato per i professionisti della rianimazione.

Caratteristiche specifiche

- L'astuccio offre ottima protezione al contenuto
- Passante posteriore per il fissaggio alla cintura con chiusura combinata strap/bottone
- Chiusura a zip per un facile accesso al contenuto
- Manico laringoscopio con finitura antiscivolo a luce convenzionale
- Lame tipo Macintosh in acciaio
- Funzionamento con 2 pile tipo AA non incluse

Standard connessione lame

UNI EN ISO 7376

Dati tecnici

Dimensioni	210x145x70 mm
Peso del kit	510 g

Contenuto del kit

Manico laringoscopio pediatrico	
Lame Macintosh mis 0,1,2	
2 paia di guanti non sterili in lattice misura L <small>Non illustrati</small>	
Materiali	Acciaio, Al, EVA
Diametro manico	19 mm
Lunghezza tot. manico	150 mm

DM marcati CE secondo la Dir. 93/42/CEE

SK 5 - KIT LARINGO PEDIATR 3
LAME CONV+GUANTI LTX
DG03117B



Identificativo registrazione 58325

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it