

## LSK 5

Kit 3 lame luce convenzionale



Kit laringoscopio adulto con astuccio semirigido studiato per i professionisti della rianimazione.

### Caratteristiche specifiche

L'astuccio offre ottima protezione al contenuto  
 Chiusura a zip per un facile accesso al contenuto  
 Manico laringoscopio con finitura antiscivolo  
 Manopola ergonomica in silicone  
 Lame tipo Macintosh a luce convenzionale  
 Funzionamento con 2 pile tipo C 1,5 V non incluse  
 Guanti in lattice non sterile

### Standard connessione lame

UNI EN ISO 7376

### Dati tecnici

Dimensioni 210x145x60 mm  
 Peso del kit 670 ± 20g

### Contenuto del kit

Manico laringoscopio adulto  
 Lame Macintosh mis 2,3,4  
 Manopola ergonomica  
 Materiali Acciaio, Ottone cromato, EVA  
 Diametro manico 30 mm  
 Lunghezza tot. manico 160 mm (utile 130mm)  
 Guanti in lattice Mis L

DM marcati CE secondo la Dir. 93/42/CEE

LSK 5 - KIT LARINGO ADULTO 3  
 LAME CONV+GUANTI LTX  
 DG03124B



Rev.1 (03/11/2016)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)