

LSK 5

Kit 3 lame luce convenzionale



Kit laringoscopio adulto con astuccio semirigido studiato per i professionisti della rianimazione.

Caratteristiche specifiche

L'astuccio offre ottima protezione al contenuto
 Chiusura a zip per un facile accesso al contenuto
 Manico laringoscopio con finitura antiscivolo
 Manopola ergonomica in silicone
 Lame tipo Macintosh a luce convenzionale
 Funzionamento con 2 pile tipo C 1,5 V non incluse
 Guanti in lattice non sterile

Dati tecnici

Dimensioni	210x145x60 mm
Peso del kit	670 ± 20g

Contenuto del kit

Manico laringoscopio adulto	
Lame Macintosh mis 2,3,4	
Manopola ergonomica	
Materiali	Acciaio, Ottone cromato, EVA
Diametro manico	30 mm
Lunghezza tot. manico	160 mm (utile 130mm)
Guanti in lattice	Mis L

Standard connessione lame

UNI EN ISO 7376

DM marcati CE secondo la Dir. 93/42/CEE

LSK 5 - KIT LARINGO ADULTO 3
 LAME CONV+GUANTI LTX
 DG03124B



Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it