

L-Handle

Manico laringo fibre ottiche adulto



Manico adulto per laringoscopi da utilizzarsi con lame a fibre ottiche.

Caratteristiche specifiche

Corpo con finitura antiscivolo
Luce Led Bianca ad alta luminosità
Funzionamento con 2 pile tipo C non incluse

Standard connessione lame

UNI EN ISO 7376

Dati tecnici

Materiali	Ottone cromato
Diametro manico	30 mm
Lunghezza totale	160 mm
Lunghezza manico	130 mm
Peso (senza pile)	230 g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

L-HANDLE - MANICO
LARINGO FIBRE OTTICHE
ADULTO



DG03700E

Classificazione CND	Z12021003
Identificativo registrazione	141661

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it