

L-Handle

Manico laringo a fibre ottiche pediatrico



Manico pediatrico per laringoscopi da utilizzarsi con lame a fibre ottiche.

Caratteristiche specifiche

Corpo con finitura antiscivolo
Luce Led Bianca ad alta luminosità
Funzionamento con 2 pile tipo AA non incluse

Standard connessione lame

UNI EN ISO 7376

Dati tecnici

Materiali	Alluminio
Diametro manico	19 mm
Lunghezza totale	160 mm
Lunghezza manico	130 mm
Peso (senza pile)	160 g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

L-HANDLE MANICO PER
LARINGOSCOPIO A FIBRE
OTTICHE PEDIATRICO



DG03705E

Classificazione CND	Z12021003
Identificativo registrazione	141662

Rev.1 (05/12/2014)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it