

L-Handle

Manico laringo a fibre ottiche pediatrico



Manico pediatrico per laringoscopi da utilizzarsi con lame a fibre ottiche.

Caratteristiche specifiche

Corpo con finitura antiscivolo
Luce Led Bianca ad alta luminosità
Funzionamento con 2 pile tipo AA non incluse

Standard connessione lame

UNI EN ISO 7376

Dati tecnici

| | |
|-------------------|-----------|
| Materiali | Alluminio |
| Diametro manico | 19 mm |
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Lunghezza manico | 130 mm |
| Peso (senza pile) | 160 g |

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

L-HANDLE MANICO PER
LARINGOSCOPIO A FIBRE
OTTICHE PEDIATRICO

DG03705E

Classificazione CND Z12021003

Identificativo registrazione 141662



Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it