

KIT LARINGOSCOPIO

A Fibre ottiche con lame Macintosh



I laringoscopi Spencer sono prodotti affidabili e di alta qualità. Realizzati con straordinarie tecniche di lavorazione, si distinguono per l'eccezionale durata. Tutti i manici e le lame vengono prodotti con materiali di altissima qualità e sono soggetti ai più rigorosi controlli.

La luce è generata da una lampada posizionata sulla testa del manico e direzionata sulla punta della lama da un nucleo di fibre ottiche. Questo permette di usare lampade alogene offrendo un'illuminazione maggiore dato che il calore generato dalla lampada è lontano dalla bocca del paziente.

Standard di connessione lame e marcatura UNI EN ISO 7376.

DATI TECNICI

| | |
|------------------|--|
| Lunghezza manico | 130 mm |
| Diametro | Ø30 mm |
| Materiale | Ottone cromato |
| Batterie | C – 1,5 V |
| Lame | |
| C-Blade | Lama Macintosh Mis.1 (70mm) Lama Macintosh Mis.2 (82mm) Lama Macintosh Mis.3 (110mm) Lama Macintosh Mis.4 (130mm) |
| Latex free | |
| DG03709E | SET LARINGO FIBRE OTT.C/LAME MACINTOSH MIS.1/2/3/4 |



COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it/en/pdf>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it

Rev.0 (05/06/2014)

Per verificare la correttezza delle informazioni qui riportate e aggiornate, contattare l'ufficio commerciale di Spencer Italia: info@spencer.it