

S-Blade

Lama laringo



Lama riutilizzabile a fibre ottiche tipo Miller.

Caratteristiche specifiche

Sterilizzabile in autoclave
Standard di connessione ISO 7376

Dati tecnici

Misura	1
Lunghezza lama	78 mm
Lunghezza complessiva	103 mm
Peso	66 g
Materiale	Acciaio inossidabile
Trasmissione luce	Fibre ottiche integrate

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

S-BLADE - LAMA FIBRE
OTTICHE MILLER MIS.1
DG03711E



Classificazione CND	Z12021003
Identificativo registrazione	147198

Rev.1 (01/08/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it