

C-Blade

Lama laringo



Lama a fibre ottiche riutilizzabile di tipo Macintosh.

Caratteristiche specifiche

Sterilizzabile in autoclave
Standard di connessione ISO 7376

Dati tecnici

Misura	0
Lunghezza lama	35 mm
Lunghezza totale	80 mm
Peso	53 g
Materiale	Acciaio
Trasmissione luce	Fibre ottiche integrate

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

C-BLADE - LAMA FIBRE
OTTICHE MACINTOSH MIS. 0
DG03716E



Classificazione CND	Z12021003
Identificativo registrazione	996047

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it