

## C-Blade

### Lama laringo



Lama a fibre ottiche riutilizzabile di tipo Macintosh.

#### Caratteristiche specifiche

Sterilizzabile in autoclave

Standard di connessione ISO 7376

#### Dati tecnici

Misura	1
Lunghezza lama	68 mm
Lunghezza totale	93 mm
Peso	76 g
Materiale	Acciaio
Trasmissione luce	Fibre ottiche integrate

DM di classe I in accordo al Reg. 2017/745/UE

C-BLADE - LAMA FIBRE  
OTTICHE MACINTOSH MIS. 1

**DG03722E**

Classificazione CND



Z12021003

Distribuito da Spencer Italia s.r.l.

Rev.0 (01/09/2022)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)