

D-C-Blade

Lama laringo



Lama a fibre ottiche riutilizzabile di tipo Macintosh.

Caratteristiche specifiche

Sterilizzabile in autoclave
Standard di connessione ISO 7376

Dati tecnici

Misura	2
Lunghezza lama	87 mm
Lunghezza totale	110 mm
Peso	82 g
Materiale	Acciaio inox
Trasmissione luce	Fibre ottiche

DM di classe I in accordo al Reg. 2017/745/UE

D-C-BLADE - FIBRE-OPTIC
MACINTOSH BLADE SIZE 2

DG03723B

Classificazione CND



Z12021003

Rev.0 (09/12/2022)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it