

## D-C-Blade

### Lama Laringo



Lama a fibre ottiche riutilizzabile di tipo Macintosh.

#### Caratteristiche specifiche

Sterilizzabile in autoclave  
Standard di connessione ISO 7376

#### Dati tecnici

Misura	3
Lunghezza lama	110 mm
Lunghezza totale	130 mm
Peso	91 g
Materiale	Acciaio inox
Trasmissione luce	Fibre ottiche

DM di classe I in accordo al Reg. 2017/745/UE

D-C-BLADE - FIBRE-OPTIC  
MACINTOSH BLADE SIZE 3

**DG03724B**

Classificazione CND



Z12021003

Rev.0 (09/12/2022)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)