

## D L-Handle

Manico laringo a fibre ottiche pediatrico



Manico pediatrico per laringoscopi da utilizzarsi con lame a fibre ottiche.

### Caratteristiche specifiche

Corpo con finitura antiscivolo  
Luce Led Bianca ad alta luminosità  
Funzionamento con 2 pile tipo AA non incluse

### Standard connessione lame

UNI EN ISO 7376

### Dati tecnici

Materiali	Alluminio
Diametro manico	19 mm
Lunghezza totale	160 mm
Lunghezza manico	130 mm
Peso (senza pile)	160 g

DM di classe I in accordo al Reg. 2017/745/UE

D L-HANDLE MANICO PER  
LARINGOSCOPIO A FIBRE  
OTTICHE PEDIATRICO

**DG03726**

Classificazione CND	Z12021003
---------------------	-----------



Rev.0 (01/09/2022)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)