

C-Blade

Lama laringoscopio



Lama fibre ottiche macintosh riutilizzabile.

Caratteristiche specifiche

Sterilizzabile in autoclave
Standard di connessione ISO 7376

Dati tecnici

Misura	0
Materiale	Acciaio inox
Trasmissione luce	Fibre ottiche integrate

DM di classe I in accordo al Regolamento
2017/745/UE

D-C-BLADE - LAMA FIBRE
OTTICHE MACINTOSH MIS. 0
DG03732



CND Classification Z12021003

Rev.0 (01/09/2022)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it