

Kit laringoscopio Professionale



Laryngoscope kit with semi-rigid case designed for professionals in reanimation.

Caratteristiche specifiche

L'astuccio offre protezione al contenuto
 Chiusura Zip consente facile accesso al contenuto
 Manico laringoscopio con finitura antiscivolo
 Lame fibre ottiche Macintosh

Dati tecnici

Dimensioni 310x185x80 mm

Inclusi nel set

Manico laringoscopio adulto
 Lame Macintosh mis. 2,3,4
 Manico ergonomico
 Materiali Acciaio, ottone cromato, EVA

Standard connessione lame

UNI EN ISO 7376

DM marcato. CE in accordo al Regolamento 2017/745/UE

D-SET FIB.LARYNGO 1HAND., 3 FIB.
 BLADES SZ.2,3,4
 DG03740



Distribuito da Spencer Italia s.r.l.

Rev.0 (25/08/2022)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it