

## L-HANDLE

Manico laringoscopio monouso adulto



Manico laringoscopio monouso adulto per l'impiego con lame a fibre ottiche.

### Caratteristiche specifiche

Finitura antiscivolo

### Dati tecnici

Materiali	Acciaio, PC
Diametro manico	30 mm

### Standard connessione lame

UNI EN ISO 7376

DM di Classe I in accordo alla Dir. 93/42/CEE

L-HANDLE - MANICO LARINGO  
MONOUSO F.OTTICHE ADULTO  
DG03800C



Classificazione CND	Z12021003
Identificativo registrazione	141676

Rev.0 (02/02/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)