

**LSK 3**

## Kit laringoscopio monouso



Una soluzione pratica, economica e integrale, per avere sempre a portata di mano un set completo di tutte le lame e del manico per laringoscopio. LSK 3 è il risultato di una soluzione attenta e versatile, nato dal mix ben riuscito tra un contenitore realizzato con un tessuto tecnico contenitivo e superprotettivo. Oltre alla chiara e intuitiva disposizione delle tasche, LSK 3 si caratterizza per la compattezza e la leggerezza del set completo che trova posto quindi in tutti i kit di rianimazione.

Marchatura secondo UNI EN ISO 7376

**DATI TECNICI**

Dimensioni	170x60x120 mm
Peso	750g
<b>Contenuto</b>	
L-Handle	Manico laringo monouso a fibre ottiche
D-Blade	Lame Macintosh monouso a fibre ottiche Mis. 2,3 e 4
D-Blade	Lame Miller monouso a fibre ottiche Mis. 0,1 e 2
Latex free	
DG03810C	LSK 3 - KIT LARINGOSCOPIO 6 LAME F.OTTICHE MONOUSO



COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it/en/pdf>