

## LSK 5

### Kit laringoscopio



Kit laringoscopio con astuccio semirigido studiato per i professionisti della rianimazione.

#### Caratteristiche specifiche

- L'astuccio offre ottima protezione al contenuto
- Passante posteriore per il fissaggio alla cintura con chiusura combinata strap/bottone
- Chiusura a zip per un facile accesso al contenuto
- Manico laringoscopio con finitura antiscivolo a fibre ottiche
- Lame tipo Macintosh in acciaio
- Richiede 2 batterie tipo C 1,5V non incluse

#### Standard connessione lame

UNI EN ISO 7376

#### Dati tecnici

Dimensioni	210x145x70 mm
Peso del kit	645 ± 20g

#### Contenuto del kit

Manico laringoscopio adulto	
Lame Macintosh mis 1,2,3	
2 guanti non sterili in lattice misura L <small>Non illustrati</small>	
Materiali	Acciaio, Ottone cromato, EVA
Diametro manico	30 mm
Lunghezza manico	160 mm (utile 130mm)

DM marcati CE secondo la Dir. 93/42/CEE

LSK 5 - KIT LARINGO ADULTO 3  
LAME F/OTT+GUANTI LTX  
DG03815B



Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)