

## S-Blade

### Lama laringoscopio



Lama Miller riutilizzabile.

#### Caratteristiche specifiche

Standard di connessione ISO 7376

#### Dati tecnici

Taglia	1
Lunghezza lama	75 mm
Lunghezza totale	100 mm
Peso	63 g
Materiale	Acciaio inox
Trasmissione luce	Luce tradizionale

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

S-BLADE LAMA RETTA ACC.

MILLER MIS. 1

**DG04001A**



Classificazione CND

Z12021003

Identificativo registrazione

147191

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)