

## C-Blade

### Lama Laringo



Lame tipo Macintosh la cui curvatura consente di far scivolare naturalmente la punta nella posizione della vallecchia e l'ampia flangia assiste tenendo al sicuro la lingua da parte durante l'intubazione.

#### Caratteristiche specifiche

Standard di connessione ISO 7376

Disponibili 6 misure

#### Dati tecnici

Misure	0-1-2-3-4-5
Materiale	Acciaio inox
Luce	Tradizionale

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

C-BLADE

DG05000A

DG05001A

DG05002A

DG05003A

DG05004A

DG05005A



Classificazione CND

Z12021003

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)