

## BRACCIALE ADULTO EXTRA LARGE



Bracciale adulto per sfigmomanometro adatto per essere utilizzato sulla coscia.

### Caratteristiche specifiche

Camera d'aria ad 1 tubo

### Dati tecnici

Dimensioni disteso	750x220 mm
Adatto a circonferenze	Da 39 a 56 cm
Lunghezza tubo	50 cm
Materiale	Nylon, gomma
Peso	215 g

BRACCIALE ARANCIO COSC. 1 TUBO C/CAMERA  
PER SFIGMO  
DG06002A

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)