

BRACCIALE ADULTO LARGE



Bracciale adulto per sfigmomanometro adatto per essere utilizzato sul braccio.

Caratteristiche specifiche

Camera d'aria ad 1 tubo

Dati tecnici

Dimensioni disteso	620x170 mm
Adatto a circonferenze	Da 33 a 50 cm
Lunghezza tubo	50 cm
Materiale	Nylon, gomma
Peso	110 g

BRACC.ARANCIO ADUL.MAGG.1 TUBO
C/CAMERA PER SFIGMO
DG06003A

Rev.2 (25/08/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it