

## BRACCIALE PEDIATRICO



Bracciale pediatrico per sfigmomanometro adatto per essere utilizzato sul braccio.

#### Caratteristiche specifiche

Camera d'aria ad 1 tubo

#### Dati tecnici

Dimensioni disteso	340x100 mm
Adatto a circonferenze	Da 18,5 a 27 cm
Lunghezza tubo	50 cm
Materiale	Nylon, gomma
Peso	45 g

BRACCIALE ARANCIO PED. 1 TUBO C/CAMERA  
PER SFIGMO  
DG06005A

Rev.2 (20/11/2014)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)