

BRACCIALE PEDIATRICO



Bracciale pediatrico per sfigmomanometro adatto per essere utilizzato sul braccio.

Caratteristiche specifiche

Camera d'aria ad 1 tubo

Dati tecnici

Dimensioni disteso	340x100 mm
Adatto a circonferenze	Da 18,5 a 27 cm
Lunghezza tubo	50 cm
Materiale	Nylon, gomma
Peso	45 g

BRACCIALE ARANCIO PED. 1 TUBO C/CAMERA
PER SFIGMO
DG06005A

Rev.3 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it