

Sistema 3

Esfigmomanometro multibrazal



La medición de la presión arterial en la medicina de urgencia es uno de los parámetros más importantes; fácil y rápido de medir. Para poder proceder a una medición segura, es necesario utilizar instrumentos adecuados al tipo de paciente.

El Sistema 3 y el Sistema 5 han sido realizados para incluir en poco espacio 3 o 5 medidas de brazal.

En una robusta y ligera bolsa de transporte Matrix, realizada en Lycra termoformada, están incluidos, en el interior de compartimentos serigrafiados, 3 o 5 brazales de diferentes medidas y un Sfigmotek, esfigmomanómetro ambidextro.

En el conjunto manómetro/ pera está fijada una conexión rápida del tubo para poder sustituir el brazal con facilidad.

Cada brazal está realizado en tejido transpirante y microporoso antihumedad, para impedir la penetración de suciedad y líquidos y permitir una fácil limpieza y desinfección.

El Sistema 3 y el Sistema 5 son excepcionalmente compactos y ligeros, por lo tanto pueden ser contenidos en cualquier kit de primeros auxilios y terapia de urgencia, o integrar sistemas intrahospitalarios para garantizar a cada paciente una correcta medición del parámetro vital de la presión arterial.

Presentación individual en caja de cartón impresa en cuatricromía.

Técnicas

Medidas	285 x 70 x h235 mm
Peso	1,2 kg

Latex free	Si
------------	----

DG06007A	SISTEMA 3
----------	-----------