

Sistema 5

Esfigmomanómetro multibrazal



Maletín semi-rígido dotado Sfigmotek, un instrumento para la medición no invasiva de la presión arterial, y 5 brazales.

Características técnicas

Sistema de medición 1 tubo
La protección del cuadrante asegura una excelente resistencia a los impactos
El grande manómetro y la scala graduada de doble color permiten una fácil lectura
La forma del brazal y el ojal metálico impiden la abertura involuntaria y permiten una fácil aplicación
Pera de inflado con superficie antideslizante
Brazal con modo de empleo
El estuche semi-rígido ofrece una óptima protección del contenido
Dos compartimentos internos con bolsillos con indicación del uso de los brazales
El kit se compone de 5 brazales: adulto pierna, adulto obeso, adulto, pediátrico y recién nacido

Datos técnicos

Dimensiones del estuche	235x285x80 ± 5mm
Peso del estuche	630 g
Dim. brazal adulto pierna ^(abierto)	750x215
Circunferencia brazal adulto pierna	From 41 to 56 cm
Peso brazal adulto pierna	215 g
Dim. brazal adulto obeso ^(abierto)	600x170 mm
Circunferencia brazal adulto obeso	From 33,3 to 51 cm
Peso brazal adulto obeso	110 g
Dim. brazal adulto ^(abierto)	530x140 mm
Circunferencia brazal adulto	From 25,4 to 40,6 cm
Peso brazal adulto	70 g
Dim. brazal pediátrico ^(abierto)	340x100 mm
Circunferencia brazal pediátrico	From 18,5 to 27 cm
Peso brazal pediátrico	45 g
Dim brazal recién nacido ^(abierto)	250x80 mm
Circunferencia brazal recién nacido	From 13 to 19 cm
Peso brazal recién nacido	35 g
Escala del manómetro	0 – 300 mmHg
Diámetro del manómetro	73 mm
Diámetro del cuadrante	60 mm
Peso esfigmomanómetro	290 g
Materiales	Al, latón cromado, Nylon

DM marcados CE según la Dir. 93/42/CEE

SISTEMA 5 - ESFIGMOMANÓMETRO MULTIBRAZAL



DG06008A

Clasificación CND C9006

ID de registro 1530326

Rev.2 (15/01/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it