

SFIGMOTEK

Sfigmomanometro palmare



Sfigmotek è un dispositivo per la misurazione non invasiva della pressione sanguigna arteriosa.

Caratteristiche specifiche

- Sistema di misurazione a un tubo
- La protezione per il quadrante garantisce maggior resistenza agli urti
- Il manometro di grandi dimensioni e la scala graduata con duplice colorazione, offrono maggior facilità di lettura
- La conformazione della parte terminale del bracciale e l'asola metallica, evitano l'apertura dello stesso, rendendone più semplice l'applicazione
- Peretta di gonfiaggio con superficie antiscivolo
- Bracciale con indicazioni direzione di applicazione

Dati tecnici

Larghezza bracciale	135 mm
Circonferenza bracciale	Da 26 a 36 cm
Dimensioni custodia	180x110x65 mm
Lunghezza tubo	48 cm
Scala manometro	0 – 300 mmHg
Diametro manometro	73 mm
Diametro quadrante	60 mm
Materiali	Al, ottone cromato, Nylon
Peso c/custodia	440 g

DM di classe IM secondo la Dir. 93/42/CEE

SFIGMOTEK - SFIGMO.
PALMARE C/PERA C/BRACC.
ADULTO



DG06022B

Classificazione CND C9006

Identificativo registrazione 90065

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it