

# SFIGMOTEK

## Tensiomètre manopaire



Sfigmotek est un dispositif diagnostique permettant de mesurer la pression sanguine artérielle de façon non invasive.

### Caractéristiques spécifiques

Manomètre grand cadran avec bague de protection antichoc

Manomètre fixé directement sur la poire de gonflage

Inflation bulb with non-slip surface

Brassard auto-agrippant lavable avec indications d'utilisation

### Données techniques

Dimesions trousse	180x110x65 mm
Plage de mesure	0 – 300 mmHg
Diamètre manomètre	73 mm
Diamètre cadran	60 mm
Matériaux	Al, laiton chromé, Nylon

DM de classe IM selon la Dir. 93/42/CEE

SFIGMOTEK AVEC BRASSARD  
PÉDIATRIQUE-TENSIOMÈTRE  
MANOPOIRE



**DG06023B**

<b>Classification CND</b>	C9006
<b>Identifiant d'enregistrement</b>	90065

Rev.1 (15/01/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)