

## POCKET HOLSTER

Holster universale



Holster caratterizzato da ingombri ridotti e una suddivisione degli scomparti dedicata a piccoli accessori.

### Caratteristiche specifiche

Tessuto estremamente resistente  
 Fissaggio alla cintura grazie a due bottoni a pressione e inserto strap  
 Patta con chiusura strap  
 Due compartimenti sul retro della patta di chiusura  
 Tre compartimenti al di sotto della patta di chiusura  
 Inserto perimetrale rifrangente per aumentare la visibilità

### Dati tecnici<sup>1</sup>

Dimensioni	135x180 ± 5mm
Peso (dotazione esclusa)	65 ± 5 g
Dimensioni compartimenti posteriori	N°2x50x105 mm
Dimensioni compartimenti anteriori	N°2x20x105 mm N°1x50x105 mm
Materiale	Nylon

1 Le diciture "anteriore" e "posteriore" si riferiscono al posizionamento rispetto alla patta di chiusura. Lo spessore del dispositivo è variabile a seconda del contenuto.

### Incluso nel kit

GD02010 – JAGUAR COLTELLO PER SOCCORSO  
 FG03308 – GMX308 PINZA CHIRURGICA 130mm  
 FG03351 – GMX 351 PINZA EMOSTATICA KELLY RETTA  
 DG00603 – UNIVERSAL FORBICI BOTTONUTE  
 DG08091 – DGX 091 PEN LIGHT

### DM marcati CE in accordo alla dir. 93/42/CEE

POCKET HOLSTER - HOLSTER UNIVERSALE COMPLETO  
**GD06064E**

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)