

TWK 33

Linternas profesionales



Las linternas TWK 33 están creadas para ser utilizadas por profesionales. Realizada con la máxima exactitud crea un haz brillante y penetrante.

Características específicas

Cuerpo de aluminio anodizado
Luz LED
Impermeable gracias al O-ring
Estuche Protector Semi-rigido
Requiere 2 baterías AAA no incluidas

Datos técnicos

Longitud	100 mm
Diámetro	15 mm
Peso (sin estuche y baterías)	20 g

TWK33 - PEN LIGHT
LINTERNA MEDIA ALUMINIO
DG08033D



Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it